

- 絕佳的性價比
- 高扭力
- 人性化設計

Classic Tiger 系列

Tiger 快接系列

Tiger 300K-3T/3M

T:08010054
M:08010063



for KaVo® MULTIflex®

- ▶ 三孔噴水冷卻系統。
- ▶ 3T轉速: 300,000~360,000 rpm、3M轉速: 360,000~410,000 rpm。

Tiger 300W-3T/3M

T:08010052
M:08010061



for W&H® Roto Quick®

- ▶ 三孔噴水冷卻系統。
- ▶ 3T轉速: 300,000~360,000 rpm、3M轉速: 360,000~410,000 rpm。

Tiger 300N-3T/3M

T:08010202
M:08010203



for NSK® QD-J®

- ▶ 三孔噴水冷卻系統。
- ▶ 3T轉速: 300,000~360,000 rpm、3M轉速: 360,000~410,000 rpm。



卓越的性能對費用比

經典系列提供具競爭力的價格和卓越的產品表現。



完整的產品適用範圍

適用於所有目前的快接系統，簡單地連接上就可開始使用。



耐衝擊的塗層

高硬度的鍍鉻合金表面保護手機免於衝擊、刮痕和由於消毒而產生的破壞。



Tiger 手柄

獨特的3D人性化設計和防滑的手柄。



三孔噴水

創新的多孔噴水系統產生大量的水噴霧並且提升30%的冷卻效果。



按壓式按鈕換鑽針

快速更換鑽針系統，具備強大的夾持力。

Tiger 固接系列

Tiger 101-3T2/3M2

T:08010192
M:08010193



- ▶ Borden 兩孔接口。
- ▶ 三孔噴水冷卻系統。
- ▶ 3T2轉速: 300,000~360,000 rpm。
- ▶ 3M2轉速: 360,000~410,000 rpm。



Borden 兩孔

Tiger 101-3T4/3M4

T:08010175
M:08010176



- ▶ Midwest 四孔接口。
- ▶ 三孔噴水冷卻系統。
- ▶ 3T4轉速: 300,000~360,000 rpm。
- ▶ 3M4轉速: 360,000~410,000 rpm。



Midwest 四孔



Borden 兩孔



Midwest 四孔

Tiger 101 固接手機提供總共2種(兩孔與四孔)接口樣式選擇，連接適合的治療台管線。

KaVo® 和 MULTIflex® 為 Kaltenbach & Voigt GmbH Co., Germany 註冊商標
W&H® 和 Roto Quick® 為 W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, Austria 註冊商標
NSK® 和 QD-J® 為 NAKANISHI INC., Japan 註冊商標