

- 絕佳的性價比
- 高扭力
- 人性化設計

Classic Vigor 系列

Vigor 低速系列

Vigor C35 外給水彎機

08010070

- ▶ 1:1自動傳動比。
- ▶ 可允許最大轉速：25,000轉。
- ▶ 單孔外部傳遞冷卻系統。
- ▶ CA鑽針規範。
- ▶ 按壓鎖夾持種類。



- 小機頭—改善可視性
- 安靜運行和持久耐用
- 更換鑽針便利

Vigor S15 外給水直機

08010071

- ▶ 1:1自動傳動比。
- ▶ 可允許最大轉速：40,000轉。
- ▶ 外部傳遞冷卻系統。
- ▶ HP鑽針規範。



- 旋轉夾頭系統—快速輕鬆更換鑽針
- 低噪音和振動延長軸承的使用壽命

BAPS20P 植牙手機

08010121

- ▶ 減速20:1的傳動比。
- ▶ 市場上最小的牙科手機頭設計。
- ▶ 不帶光、單孔噴水設計。



- 法國製

Vigor 氣動馬達與氣動馬達組

Vigor A65 / Vigor A68 氣動馬達

A65:08010072/A68:08010098

- ▶ Midwest四孔接口。
- ▶ 可允許最大轉速：22,000轉。
- ▶ 外部傳遞 (Vigor A65) 與內部傳遞 (Vigor A68) 冷卻系統。



外給水式



內給水式

Vigor A65 kit 氣動馬達組

08010089

(Vigor A65 + Vigor S15 + Vigor C35) 氣動馬達組

- 功率高、使用壽命長
- 能夠平滑控制正轉和反轉運行時的功率
- 運行安靜、重量輕、便於使用



外部單孔噴水

精確的噴水角度配上大量的水噴霧，提高冷卻效果。



經久耐用

獨特人體工學的夾持設計，易於裝卸。