

Thor 700+

電動手機系統



強勁而恆定的動力

拆冠的好幫手，告別傳統手機的缺點



技術資料

型號	THOR 700+
產品代碼	EJ0004
尺寸	W113 X D170 X H35 mm
馬達種類	Brushless
殺菌(最高到135度)	Motor Only
馬達長度/重量	L63 mm / 69 g
光源	LED / 25,000 Lux
轉速(Rpm)	1,000~40,000
最大扭力(N-cm)	3.0
給水選擇	Water On/Off; Internal Coolant Delivery
記憶模式	3
轉速比	1:1; 1:5

獨特特性

- 可高溫高壓消毒
- 無電刷技術-大幅減少維修需求
- 世界上最短最輕的牙醫扭力控制馬達之一-馬達重量僅69克
- 穩定的扭力輸出，轉速高達200,000轉/分 (搭配1:5增速手機)
- 獨一無二的給水選擇 (Water on/off)，可視療程所需開啟或關閉冷卻系統
- 即時的轉速顯示與人性化且直覺的操作介面
- LED照明提供牙醫師明亮的操作環境

個人化設定

- 客製化的操作模式
- 除了預設模式外，另預留3個客製化速比設定

臨床應用



Maxima ELITE 1:1
1:1 等速



Maxima ELITE 1:5
1:5 增速



全向性 LED 或是氬氣燈照明系統

全向性照明，內建式玻璃棒即使經過多次消毒，仍可確保高檔品質。